

## FICHE PRODUIT



# Pince dissection ADSON A/G 12cm

Référence : SOC-313112

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### • DESCRIPTION

Pinces en acier inoxydable autoclavables à 134° C pendant 18 minutes. Nettoyage en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/pince-de-adson/17165-pince-dissection-adson-a-g-12cm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com