

## FICHE PRODUIT



# Bistouri électrique mono-bipolaire - 120 W modèle MB 122

Référence : SOC-MB1223

## Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- sDescription

## Spécifications techniques

- Puissance présélectionnable minimum : 0
- Niveau d'incrémentation: 1
- Puissance de sortie max. mode CUT (L) : 120 250 Ohm
- Puissance de sortie max. mode BLEND (L) : 90 200 Ohm
- Puissance de sortie max. mode COAG FORCÉ (W) : 80 150 Ohm
- Puissance de sortie max. mode COAG SOFT (W) : 60 100 Ohm
- Puissance de sortie max. mode BIPOLAIRE (W) : 40 100 Ohm
- Fréquence de fonctionnement: 600 kHz
- Poids (kg): 7
- Dimensions (LxHxLmm) : 260 x 110 x 265
- Tension de fonctionnement (commutable): 115-230
- Fréquence secteur (Hz): 50-60

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Fusibles 230Vca (5x20) TEMPORISÉS: 2x 3,15A
- Fusibles 115Vca (5x20) TEMPORISÉS: 2x 6,3A
- Puissance électrique d'entrée (VA): 300
- Courant électrique d'entrée (230Vca) (A): 1,3
- Courant électrique d'entrée (115Vca) (A): 2,6
- 5 niveaux de réglage du son (de 55 à 75dBA): OUI
- Autocontrôle: OUI
- Avertissement précision de puissance en sortie: OUI
- Plaques patient à 1 ou 2 zones autorisées: OUI
- Mémorisation des dernières conditions de fonctionnement: OUI
- Classe électrique (EN60601 - 1): I CF
- Classe MDD 93/42/CEE: II B
- Circuit patient : F

Livré avec:

1 Poignée à usage unique à deux boutons MB 1 Pédale d'activation (utilisable à la place de la poignée)

1 Plaque neutre MB  
avec câble

1 Jeu de 6 électrodes standard autoclavables courtes; Ø 2,4 mm

1 Mode d'emploi en GB, ES, IT, FR, PL.

1 Câble d'alimentation de 2 m

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/17167-bistouri-electrique-mono-bipolaire-120-w-modele-mb-122.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)