

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur portable 65L (Glacière électrique) Fiocchetti, modèle C65

Référence : SOC-C652478

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur portable 65L (Glacière électrique) Fiocchetti, modèle C65

Caractéristiques

Plage de température : +10 / -20°C

Capacité : 65 litres (2,30 pieds cubes)

Dimensions extérieures (L x P x H) cm : 70 x 44 x 47

Dimensions intérieures (L x P x H) cm : 47 x 37,5 x 35 (+ compartiment supplémentaire 15 x 37,5 x 17)

Poids kg : 24

Structure et Isolation : Matière plastique atoxique int./est., épaisseur 40 mm

Porte : Nr 1 couvercle aveugle

Serrure à clé

Équipement interne Nr. 1 panier grillagé ouvert dim. cm. 46 x 36 x 32 (L x P x H) Nr.2 câbles : pour 12/24V et pour 110/240V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Contrôleur : Thermostat électronique numérique

Alarmes : Acoustiques et Visuelles pour les écarts de température

Type statique : Réfrigération

Dégivrage : manuel

Données techniques

- Type de réfrigérant : R600a sans CFC
- Tension secteur : 12V / 24V; 110V / 240V / 50Hz-60Hz
- Consommation nominale : 12 Vcc: 3,68 A
- Consommation électrique nominale : 45 W
- Température ambiante : + 10 / + 32 ° C; humidité 60%
- Connecteurs : 2 prises (1 pour 12 / 24V et 1 pour 230V)
- Conformément à la norme : 2014/30 / CE, 2014/35 / CE et modifications suivantes
- Emballage : Cartonné sur palette en bois
- Dimension d'emballage (cm) : 64 x 42 x 56 ; Poids : 23 kg

En option :

- Caisse en bois sur palette en bois disponible : dim. cm. 85 x 57 x 69, kg. 45
- Accessoires en option :
- Enregistreur graphique
- Enregistreur de données

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17168-refrigerateur-portable-65l-glaciere-electrique-fiocchetti-modele-c65.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com