

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de Pharmacie 385l, Modèle LD40DD-P600ME4

Référence : SOC-P600ME4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DESCRIPTION

Les réfrigérateurs de laboratoire SNAIGÉ garantissent une température interne stable maximale de +1 à +15°C et des fluctuations minimales. Ces conditions conviennent au stockage de nombreux médicaments.

Caractéristique:

Dimensions extérieures (H x L x P), mm: 2025 x 600 x 600

Dimensions internes (H x L x P), mm: 1645 x 500 x 418

Dimensions de l'emballage (H x L x P), mm: 2080 x 620 x 630

Poids net, kg: 80.5

Poids brut, kg: 86

Capacité brute, l: 385

Capacité nette, l : 270

Réglage fixe de la température, °C : +5

Fluctuation, °C : 0,5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Gradient, °C : 2,9
Plage de température, °C : de +1 à +15
Température ambiante minimale/maximale pour laquelle l'appareil de réfrigération est adapté, °C : +10 / +35
Niveau sonore, dB : 50
Réfrigérant : R600a
Consommation journalière, kWh/24h : 1.903
Consommation annuelle d'énergie, kWh/an : 695
Tension nominale, V : 220 - 240
Fréquence nominale, Hz : 50
Eclairage: LED
Signal d'avertissement de dysfonctionnement Optique et acoustique
Alimentation du régulateur électronique indépendante du réseau 72 heures
Contact d'alarme libre de potentiel ✓ Connexion au système d'alarme externe
Raccordement au système d'alarme externe ✓
Protection contre les basses températures ✓
Système de contrôle électronique ✓
Dimensions de l'étagère (L x P), mm 380 x 495
Pas d'installation de l'étagère, mm 12,5
Charge maximale par étagère, kg 40
Paroi latérale en acier, peinte en blanc ✓
Porte métallique pleine ✓
Pied réglable à l'avant 2
Roues à l'arrière 2

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-pharmacie-2-8/17169-refrigerateur-de-laboratoire-modele-ld40dd.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com