

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire 385L, Modèle LD40DD-P300ME7

Référence : SOC-P300ME7-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Caractéristiques:

Dimensions externes (H x L x P), mm : 2025 x 600 x 600

Dimensions internes (H x L x P), mm : 1645 x 500 x 418

Dimensions de l'emballage (H x L x P), mm : 2080 x 620 x 630

Poids net, kg :80.5

Poids brut, kg : 86

Capacité brute, l : 385

Capacité nette, l : 270

Réglage fixe de la température, °C :+5

Fluctuation, °C : 0,5

Gradient, °C : 2,9

Plage de température, °C de : +1 à +15

Température ambiante minimale/maximale pour laquelle l'appareil de réfrigération est adapté, °C de : +10 à +35

Niveau sonore, dB :50

Réfrigérant : R600a

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Consommation journalière, kWh/24h : 1.903
Consommation annuelle d'énergie, kWh/an : 695
Tension nominale, V : 220 - 240
Fréquence nominale, Hz :50
Eclairage : LED
Signal d'avertissement de dysfonctionnement : optique et acoustique
Alimentation du contrôleur électronique indépendante du réseau : 72 heures
Contact d'alarme libre de potentiel ✓ Connexion au système d'alarme externe
Raccordement au système d'alarme externe ✓
Protection contre les basses températures ✓
Système de contrôle électronique ✓
Dimensions de l'étagère (L x P), mm 380 x 495
Pas d'installation de l'étagère, mm 12,5
Charge maximale par étagère, kg 40
Paroi latérale en acier, peinte en blanc ✓
Double porte en verre avec profilé en aluminium ✓
Pied réglable à l'avant 2
Roues à l'arrière 2

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-vaccin-0-15/17170-refrigerateur-de-laboratoire-385l-modele-ld40dd-p300me7.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com