

FICHE PRODUIT



Congélateur médical 100l, Modèle MF10SM-T6002E5

Référence : SOC-T6002E5

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Congélateur médical 100l, Modèle MF10SM-T6002E5

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Extérieur en acier peint en blanc
Intérieur thermoformé de couleur blanche
Contrôle électromécanique
Indicateur d'élévation de température (lumière rouge)
Indicateur d'alimentation électrique (lumière verte)
Température réglée sur une échelle de quatre chiffres
1 section avec portes battantes + 3 tiroirs
Poignée métallique verticale
Dégivrage manuel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques Techniques:

Dimensions externes (H x L x P), mm : 850 x 560 x 600
Dimensions internes (H x L x P), mm : 690 x 429 x 410
Dimensions de l'emballage (H x L x P), mm : 920 x 570 x 630
Poids net, kg :34
Poids brut, kg :37
Capacité brute, l :100
Capacité nette, l :98
Plage de température intérieure (Min./Max) °C :-18 et moins
Plage de température ambiante, °C :+16 - +43
Niveau sonore, dB :38
Consommation d'énergie annuelle, kWh/an :167
Tension nominale, V :220 - 230
Puissance nominale absorbée, W :140
Système de refroidissement :Statique
Système de contrôle :Electromécanique
Indicateur d'alimentation électrique (lumière verte) :Oui
Indicateur d'élévation de température (lumière rouge) :Oui
Réfrigérant :R600a
Dégivrage :Manuel
Finition extérieure Acier, peint en blanc
Finition intérieure Bac intérieur thermoformé, couleur blanche
Porte réversible :Oui
Pieds réglables à l'avant : 2
Pieds à l'arrière : 2

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congela-teurs-25/17172-congela-teur-medical-100l-modele-mf10sm-t6002e5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com