

FICHE PRODUIT



Congélateur Médical 215l, Modèle MF22SM-T6000EQ

Référence : SOC-MF22SM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Congélateur Médical 215l, Modèle MF22SM-T6000EQ

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Extérieur en acier peint en blanc
Intérieur thermoformé de couleur blanche
Contrôle électromécanique
Indicateur d'élévation de température (lumière rouge)
Indicateur d'alimentation électrique (lumière verte)
Température réglée sur une échelle de sept chiffres
Poignée métallique verticale
Dégivrage manuel
Rouleaux et pied réglable en hauteur pour aplanir les inégalités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques Techniques:

Dimensions externes (H x L x P), mm :1450 x 600 x 650
Dimensions internes (H x L x P), mm :1235 x 438 x 440
Dimensions de l'emballage (H x L x P), mm : 1490 / 620 / 670
Poids net, kg :48
Poids brut, kg :52
Capacité brute, l :215
Capacité nette, l :202
Plage de température intérieure (Min./Max) °C :-16 à -24
Plage de température ambiante, °C :+16 - +43
Niveau sonore, dB :41
Consommation d'énergie annuelle, kWh/an :201
Tension nominale, V :220 - 230
Puissance nominale absorbée, W : 140
Système de refroidissement : Statique
Système de contrôle : Electromécanique
Indicateur d'alimentation électrique (lumière verte) : Oui
Indicateur d'élévation de température (lumière rouge) : Oui
Fluide frigorigène : R600a
Dégivrage : Manuel
Finition extérieure Acier, peint en blanc
Finition intérieure Conteneur intérieur thermoformé, couleur blanche
Étagères, zinguées 5 étagères d'évaporateur
Charge maximale par étagère, kg : 40
Dimensions des étagères (LxP), mm :495 (456 à l'arrière) x 389
Porte réversible : Oui
Pieds réglables à l'avant : 2
Roues à l'arrière : 2

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-25/17173-congelateur-medical-215l-modele-mf22sm-t6000eq.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com