

FICHE PRODUIT

Balance de précision 220g

Référence : SOC-317144

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Balance de précision 220g

Spécifications

Plage de pesage : 0 ... 220 g

Résolution : 0,1 mg

Précision : $\pm 0,5$ mg

Répétabilité : $\pm 0,2$ mg

Linéarité : $\pm 0,5$ mg

Étalonnage : Interne

Plateau de pesage : Ø 80 mm, d'acier inoxydable

Temps de stabilisation : < 4 s

Unités : g, oz, ct, mg

Température opérationnelle : 10 ... 40 °C, <85 % H.r., sans condensation

Écran : LCD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Interface : RS-232

Alimentation : 220 V AC

Dimensions : 340 x 215 x 350 mm

Poids : 7,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/17178-balance-de-precision-220g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com