

FICHE PRODUIT

Pince Dissection de Quenu, 15 cm

Référence : SOC-316215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Détails:

Longueur: 20 cm

Instrument en acier inox

Décontamination par immersion (détergent et désinfectant)

Nettoyage (brosse nylon)

Séchage

Stérilisation à l'autoclave

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces-a-dissequer/17188-pince-dissection-de-quenu-15-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com