

FICHE PRODUIT

Micrewtube 1,5ml cape attenante, lèvre de scellage

Référence : SOC-MTM1.5LS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

MICREWUTUBE 1,5ml Cape attenante, lèvre de scellage; * Microtubes non stériles en polypropylène; * Présence de rainures antidérapantes extérieures sur le bouchon; * Fond conique; * Trois capacités: 0,5, 1,5 et 2ml avec ou sans jupe auto stabilisante; * Autoclavables à 121°C; * Centrifugeables jusqu'à 17 000 g; * Cape coiffante à vis à extérieur 13mm, hauteur 8,5mm: attenante ou séparée, polyéthylène ou polypropylène avec joint; * Hauteur totale avec cape: 47mm; * Condition minimum de vente: sac de 1000 pièces; * Utilisables de: -196°C à 121°C avec cape polypropylène jointée, -90°C à 100°C avec cape polyéthylène;

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-a-vis-micrewtube/1719-micrewtube1-5ml-cape-attenante-levre-de-scclage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com