


FICHE PRODUIT

Tête de caméra pour endoscopes à optique rigide 1CMOS

Référence : SOC-1001CH

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESRIPTIF

Tête de caméra pour endoscopes à optique rigide 1CMOS FULL HD & ULTRA HD (4K)

Capteur d'image SONY CMOS 1/1,8" 16:9

Haute sensibilité nécessite moins de lumière d'éclairage

Résolution ultra haute définition 3840x2160 px à 50Hz ou 60Hz, balayage progressif

Haute immunité aux interférences de l'électrochirurgie

10 préréglages pour différentes disciplines (Laparoscopie, Gynécologie, Arthroscopie, Thoracoscopie, ORL etc.)

5 boutons programmés par l'utilisateur f1...f5 sur le panneau avant

- f1 - enregistrement vidéo (VIDÉO) ;
- f2 - commutation des modes de fonctionnement (SCÈNE) ;
- f3 - recherche de photos (PHOTO) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- f4 - photo précédente (PHOTO) ;
- f5 - photo suivante (PHOTO).

4 boutons programmés par l'utilisateur sur la tête de caméra

- 1 - VIDÉO ;
- 2 - PHOTOS ;
- 3 - CONGELER ;
- 4 - ZOOM NUMÉRIQUE

Menu OSD multilingue (anglais, français, allemand, russe)

Résolution horizontale jusqu'à 1900 lignes TV

Sorties SDI, DVI (Full HD) et HDMI 2.0 (4K)

Enregistrement vidéo Ultra HD ou Full HD sur l'appareil et capture d'images sur support USB

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17209-tete-de-camera-pour-endoscopes-a-optique-rigide-1cmos.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
resolution_de_l_ecran - Full HD	SOC-1001.1CH	
resolution_de_l_ecran - Ultra HD(4K)	SOC-1001.6CH	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com