

FICHE PRODUIT

Kit RT-PCR QuantiTect Multiplex (200) QIAGEN

Référence : SOC-QIA204643

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Les kits **QuantiTect RT-PCR** permettent une quantification sensible des cibles d'ARN par PCR en une étape en temps réel à l'aide de sondes spécifiques à une séquence ou de la détection SYBR Green I. Les kits permettent également une quantification fiable de jusqu'à 5 cibles d'ARN dans un seul tube par RT-PCR multiplex en temps réel en une étape. La combinaison d'un démarrage à chaud et d'un système tampon PCR unique dans le mélange maître prêt à l'emploi garantit une qRT-PCR hautement sensible sur n'importe quel cycleur en temps réel sans nécessiter d'optimisation. Le mélange dNTP comprend du dUTP, permettant un traitement facultatif avec UNG. Pour plus de commodité, les master mix des kits RT-PCR en une étape QuantiTect peuvent être conservés entre 2 et 8°C.

Deux formats de kits sont disponibles pour la RT-PCR multiplex utilisant des sondes spécifiques à une séquence : le kit QuantiTect Multiplex RT-PCR pour les cycleurs qui nécessitent un colorant ROX pour la normalisation de la fluorescence, et le kit QuantiTect Multiplex RT-PCR NoROX pour tous les autres cycleurs. Le kit QuantiTect SYBR Green RT-PCR est fourni avec un mélange RT optimisé pour une transcription inverse efficace et sensible sur une large gamme de quantités de matrices d'ARN.

Caractéristiques

- Détection très sensible des cibles à faible nombre de copies

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- qRT-PCR utilisant des sondes spécifiques à une séquence ou SYBR Green
- Quantification précise sur plusieurs journaux de modèle
- Pas besoin d'optimiser les conditions de réaction et de cyclage
- Détection du gène de référence et jusqu'à 3 cibles dans le même tube

Conditionnement de vente: Kit de 200

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/analyseur-poct-et-pcr/17210-kit-rt-pcr-quantitect-multiplex-200-qiagen.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com