

FICHE PRODUIT



Kit RT-PCR QIAGEN OneStep (100)

Référence : SOC-QIA210212

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le kit QIAGEN One-Step RT-PCR fournit un mélange de transcriptases inverses Sensiscript et Omniscript, d'ADN polymérase HotStarTaq, de tampon RT-PCR QIAGEN OneStep, d'un mélange de dNTP et de Q-Solution, un nouvel additif qui permet une amplification efficace des signaux « difficiles ». (par exemple, riches en GC). La configuration simple à un tube et les composants optimisés donnent des résultats très sensibles et réussis.

Caractéristiques

Applications: Analyse de l'expression génique, détection de virus

Mélange maître: Non

Activité enzymatique: Transcription inverse, activité exonucléase 5' -> 3'

Type de réaction: RT-PCR en une étape

En temps réel ou point final: Point de terminaison

Type d'échantillon/cible: Modèle d'ARN

Simple ou multiplex: Célibataire

Avec/sans hotstart Avec démarrage à chaud

Conditionnement: Kit de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/analyseur-poct-et-pcr/17211-kit-rt-pcr-qiagen-onestep-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com