

FICHE PRODUIT

Mini kit d'ARN viral QIAamp (250) QIAGEN

Référence : SOC-QIA52906

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pour 250 préparations d'ARN : 250 colonnes QIAamp Mini Spin, ARN porteur, tubes de prélèvement (2 ml), tampons sans RNase

Conditionnement: Kit de 250

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/analyseur-poct-et-pcr/17212-mini-kit-d-arn-viral-qiaamp-250.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com