

FICHE PRODUIT



Analyseur d'électrolyte et de gaz de sang portable Modèle SG1

Référence : SOC-SGS231

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Portable et intelligent, cet **analyseur d'électrolyte et de gaz du sang portable** est un appareil adapté pour les POCT.

L'analyseur utilise une petite quantité d'échantillon et fonctionne à partir de 3 étapes simples pour des résultats en 04 minutes.

Paramètres de test: K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca, pH, pO₂, TCO₂, Hct*, GLU*, CREA*, LAC*, BUN*

Caractéristiques techniques

- Echantillon: Sang total des artères ou des veines
- Code bar: Code QR
- Affichage: 4.3 IPS écran tactile
- Imprimante: Imprimante thermique intégrée
- Volume d'échantillon: 100µL
- Contrôle Qualité & calibration: IQC (Contrôle qualité intelligent)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Connecteurs: Type C
- Batterie: 3.7V, 5000mAh
- Température de fonctionnement: Température : 5 – 32°C; Humidité relative
- Poids: 600g
- Fonctionnement: Lecteur de cartouches à 5 tests et 8 tests

Utilisation adaptée dans divers services

- Service des urgences
- ICU
- NICU
- Laboratoire Central
- Radiologie
- Anesthésie
- Réanimation

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automate-pour-gaz-du-sang/17215-analyseur-d-electrolyte-et-de-gaz-de-sang-portable-modele-sg1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com