

FICHE PRODUIT



Ecarteur abdominal de Gosset 32 cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-425556

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ecarteur abdominal de Gosset 32 cm, en acier inoxydable

Description de l'Ecarteur abdominal de Gosset 32 cm, en acier inoxydable

- Taille : 32 cm
- Matière : en acier inoxydable

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/17224-ecarteur-abdominal-de-gosset-32-cm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com