

FICHE PRODUIT



UNITES D'ASPIRATION-IRRIGATION POUR ENDOSCOPIE RIGIDE

Référence : SOC-1004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIF

UNITÉS D'ASPIRATION-IRRIGATION POUR ENDOSCOPIE RIGIDE

UNITÉS D'ASPIRATION-IRRIGATION

- Basé sur une pompe haute performance
- Niveau minimal de bruit acoustique
- Aspire les composants liquides, ainsi que les petits conglomérats sanguins
- Contrôlé à pédale
- Un pic spécial permet un remplacement rapide de la bouteille d'irrigation

UNITÉS D'ASPIRATION-IRRIGATION AUTOMATIQUE

- Le mode "Auto" permet d'égaliser la pression dans les canaux d'aspiration et d'irrigation en mode automatique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Basé sur une pompe haute performance
- Niveau minimal de bruit acoustique
- Aspire également les liquides et les petits conglomérats sanguins
- Un pic spécial permet un remplacement rapide de la bouteille d'irrigation
- L'aspiration ou l'irrigation sont activées par un instrument (mode Auto) ou une pédale ;
- La fonction de veille automatique maintient la pression disponible et réduit le bruit si le système est utilisé

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17226-unites-d-aspiration-irrigation-pour-endoscopie-rigide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
table_système - Manuel/à pédal	SOC-1004-A	
table_système - Manuel et Automatique	SOC-1004-B	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com