

FICHE PRODUIT

Cartouche de test pour Analyseur de gaz du sang et d'électrolyte SG1

Référence : SOC-SGB

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Les **cartes de test à usage unique** offrent un large éventail de tests sur une plate-forme unique et portable. Chaque carte de test possède une combinaison unique de biocapteurs pour répondre à un large éventail de besoins cliniques.

Code	Description	Paramètres	MOQ
SOC-SGBBE5	Cartouche de 5 tests	K+,Na+,Cl-, Ca2+,PH	40 pcs
SOC-SGBBG8	Cartouche de 8 tests	K+,Na+,Cl-, Ca2+,PH ,PCO2,PO2, Hct	40 pcs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17232-cartouche-pour-analyseur-de-gaz-du-sang-et-d-electrolyte-sg1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
trans_perf_capacite - Cartouche de 05 tests	SOC-SGBBE5	
trans_perf_capacite - cartouche de 08 tests	SOC-SGBBG8	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com