

FICHE PRODUIT



Boîte de chirurgie mammaire

Référence : SOC-05871F

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la Boîte de chirurgie mammaire

- 1x Filtre Boîte d'instruments 300x150x60mm
- 1x Manche de Bistouri Court n°4 standard
- 1x Pince à Pansements, "Longuette", droite, 24 cm
- 1x Pince à pansements FOERSTER-BALLENGER Droite 25cm
- 1x Ciseaux mousse Droits 14.5 cm
- 1x Ciseaux mousse Droits 18.5 cm
- 1x Ciseaux Metzembaum Courbes 18 cm
- 1x Pince disséquer Cushing courbe A/G 18cm
- 1x PINCES DISSECTION DE QUENU 20 CM
- 2x Pince dissection A/G 14.5cm
- 6x Pince à champs Backhauss 11cm
- 2x Pince PEAN S/G hémostatique Droite 14cm
- 3x Pince ROCHESTER PEAN S/G hémostatique Droite 16cm
- 2x Pince LERICHE S/G hémostatique Droite 15cm
- 2x Pince BENGOLEA S/G hémostatique Courbe 26cm
- 2x Pince HALSTED-MOSQUITO S/G hémostatique Courbe 12.5cm
- 2x Pince KOCHER A/G hémostatique Droite 14cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1x Porte-aiguille MAYO-HEGAR 18 cm
- 2x Écarteur SENN-MILLER Pointu 16.5cm
- 1x Écarteur FARABEUF la paire 15cm
- 2x Écarteur VOLKMANN Mousse 8 x 19mm 4 dents 22cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/17233-boite-de-chirurgie-mammaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com