

FICHE PRODUIT



Ionophorèse anti transpiration pieds, mains - Anti-transpirant

Référence : SOC-253555

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ionophorèse anti transpiration pieds, secteur - Anti-transpirant

Description de l'ionophorèse anti transpiration pieds, secteur - Anti-transpirant

- Volume de l'article : 2 Litres
- Caractéristique spéciale : Anti transpirant
- Caractéristique du matériau : Anti transpirant
- Traitement transpiration excessive des pieds et des mains
- Traitement verrue des pieds et des mains
- Bac 2L : pour les mains ou les pieds jusqu'au 43

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17235-ionophorese-anti-transpiration-pieds-mains-anti-transpirant.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com