

FICHE PRODUIT



Bac de trempage inox avec couvercle, 6.5L

Référence : SOC-980790

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bac de trempage en inox, 6.5L

- Dimensions externes LxIxH : 325 x 265 x 100 mm.
- Dimensions internes LxIxH : 270 x 200 x 90 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bacs-et-modules/17238-bac-de-trempage-inox-6-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com