

FICHE PRODUIT

Tono-Pachymètre sans contact modèle CT-1P

Référence : SOC-CT1P1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tono-Pachymètre sans contact modèle CT-1P

Le CT-1P, tonomètre sans-contact prend des mesures automatiques.

Principales caractéristiques

Mesures entièrement automatisées

Ecran tactile orientable

Jet d'air doux

Valeur de la tonométrie ajustée en fonction de la pachymétrie

Le CT-1P, au design compact et moderne, entièrement automatisé, permet de mesurer une tonométrie sans contact associée à une pachymétrie, grâce à son écran de contrôle tactile orientable.

Toutes les mesures peuvent être réalisées grâce à son écran tactile orientable. Sa facilité d'utilisation assure une délégation en toute sécurité (non opérateur dépendant) et une prise en main rapide. Le mécanisme de jet d'air pulsé assure un jet d'air léger dans le but de minimiser le stress induit et optimiser le confort du patient. Le CT-1P donne des valeurs de PIO compensées avec l'épaisseur cornéenne centrale.

L'écran tactile orientable permet à l'utilisateur de se placer à plusieurs endroits autour du patient.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Le CT-1P peut être placé contre un mur, dans un coin de la salle ou en face à face. Son design compact permet à l'opérateur d'assister le patient y compris lorsque les paupières doivent être maintenues ouvertes. Tous les produits, services ou offres ne sont pas certifiés ou proposés sur tous les marchés et peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre distributeur local pour obtenir plus d'informations.

Le CT-1P est un dispositif médical de classe IIa destiné à mesurer la tension oculaire et l'épaisseur cornéenne. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les informations figurant dans le mode d'emploi avant utilisation. Une formation doit également être suivie par le professionnel de santé auprès de notre équipe commerciale. Examens pris en charge par l'assurance maladie dans certaines conditions.

Caractéristiques techniques

Mesure de la pression oculaire : 1 à 30 mmHg / 1 à 60 mmHg (pas de 1 mmHg)

Plage de mesure de l'épaisseur cornéenne : 0,4 à 0,75 mm (pas de 0,001 mm)

Plage de mesure Indication moyenne : pas de 1 mmHg / 0,1 mmHg modifiables

Autres spécifications

Moniteur : Moniteur LCD couleur WVGA 8,5", écran tactile

Terminal de transport de données : USB (import), RS232C (export), LAN (export)

Alimentation : 100-240V AC, 50-60 Hz, 75VA

Dimensions : 286 - 326 (L) x 445 - 526 (P) x 466 - 615 (H) mm

Poids : 20 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/17239-ono-pachymetre-sans-contact-modele-ct-1p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com