

FICHE PRODUIT



Tonomètre à air pulsé sans contact avec fonction Pachymètre SK-5000B

Référence : SOC-SK5000B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tonomètre à air pulsé sans contact avec fonction Pachymètre SK-5000B

Fonctionnalité :

1. Écran tactile de 7", peut être tourné de 180° de haut en bas, 60° de haut en bas. gauche et droite.
2. Suivi 3D, mentonnière motorisée, entièrement automatique.

Une fois terminé, un œil passera automatiquement à un autre œil, jusqu'à la fin, pas besoin que le médecin fasse quoi que ce soit,

Impression automatique.

3. La fonction précise de mesure de l'épaisseur cornéenne est fournie pour fournir la pression intraoculaire. Valeur de compensation et calibrage automatique de la valeur de la pression intraoculaire

4. La machine peut être connectée au système de base de données via DICOM3.0 pour archiver et lire les données, ce qui est conforme à la norme hospitalière de la nouvelle ère.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques

Affichage : Écran tactile couleur 7" 1024*600, supporte haut et bas 180°, 60°. gauche et droite

Lampe de fixation : 1 lampe de fixation interne (LED verte) ; 2. lampes à fixation externe

Plage de déplacement de la tête de mesure :

- Course haut et bas : 45 mm,
- Course gauche et droite : 90 mm,
- Course avant et arrière : 40 mm.

Plage de levage de la traînée de la mâchoire inférieure : 68 mm

Distance de travail : 11 mm (calculée à partir de l'avant de la buse)

Précision de mesure : 1 mm Hg (0,133 Kpa)

Plage de mesure : 0-60 mmHg (0-8kpa) (y compris la commutation libre entre 30/60 mmHg)

Alimentation : AC100-240V, 50-60Hz

Température ambiante : 50°C

Portée de l'opération : 16 mm x 10 mm

imprimante : Imprimante thermique intégrée

Stockage des données : Carte mémoire interne + mémoire USB externe en option

Mise en réseau : DICOM3.0

Mode de mesure : entièrement automatique/automatique/manuel

Système d'exploitation : Système embarqué

Plateforme mobile : Plateforme entièrement automatique/plateforme manuelle

Entrée et sortie de données :

- Entrée : USB,
- Sortie : LAN/RS232C,

Mode de mise au point : mise au point automatique 3D / mise au point manuelle

Détection de jet : après la mise sous tension, vérifiez si le système de mesure de l'instrument fonctionne normalement

Limite de sécurité : Support

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mesure de la pression intraoculaire :

- Chaque œil a été mesuré trois fois en continu et la valeur moyenne a été calculée
- Plage de pression intraoculaire normale : 10-21 mmHg (1,33 kpa-2,80 kpa)
- Épaisseur cornéenne normale : environ 550 um

Mesure entièrement automatique : appuyez sur le bouton de mesure pour terminer automatiquement le test de pression intraoculaire

Mesure dynamique de la pression intraoculaire sur 24 heures : il peut surveiller la pression intraculaire de manière dynamique pendant 24 heures et l'imprimer sur la même feuille de rapport contenant les données de pression intraoculaire.

Impression : Les données peuvent être imprimées directement après la mesure

stockage : 10 sts de données de mesure peuvent être stockées

Exportation des données : Peut être exporté au format PDF ou JPG

Taille : 500*300*500 mm

Poids : < 25kg

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/17240-tonometre-a-air-pulse-sans-contact-avec-fonction-pachymetre-sk-5000b.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com