

FICHE PRODUIT

Réfractomètre automatique portable V100

Référence : SOC-VS100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfractomètre automatique portable V100

Le V100 est un appareil de diagnostic portable permettant de détecter rapidement les anomalies visuelles chez les patients âgés de 6 mois à l'adulte. Le V100 peut dépister les deux yeux simultanément à 1 mètre de distance. Une fois que les pupilles sont au point, le V100 commencera à calculer automatiquement et fournira des résultats en 1 deuxième.

Caractéristiques :

Transfert de données sans fil par wifi

Super convivial avec une formation minimale de l'utilisateur requise

Capable de faire face à des événements de dépistage de masse

Fournissez rapidement les résultats des tests en 1 seconde

Le dépistage automatisé fournit des résultats approfondis, objectifs et faciles à comprendre

Des sons intéressants pour attirer les enfants

L'écran rabattable facilite la mesure de la vision

Détection rapide :

- Myopie (myopie)
- Anisométrie (pouvoir réfractif inégal)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Hypermétropie (hypermétropie)
- Strabisme (désalignement des yeux)
- Astigmatisme (vision floue)
- Anisocorie (taille inégale des pupilles)

Logiciel de gestion des patients :

Mediview est le système de gestion des patients destiné à aider les cliniciens à gérer les dossiers des patients, les images et les données collectées par les appareils.
Le résultat du test fourni par le V100 peut être rapidement transféré à Mediview via une connexion wifi.

Caractéristiques :

Mode de mesure : Binoculaire/Monoculaire

Temps de mesure : 1s

Détection de distance automatisée : 100 cm $\pm$ 5 cm

SPH

Plage : -9D ~ + 7D

Résolution : 0,25D/0,01D

Précision : $\pm$ 0,5D

CYL

Plage : 0D ~ 3D

Résolution : 0,25D/0,01D

Précision : $\pm$ 0,5D

Axe

Plage : 0 ~ 180 °

Résolution $\square$ 1°

Précision : $\pm$ 5°

Taille de la pupille

Plage : 4,0 ~ 9,0 mm

Précision : $\pm$ 0,1 mm

Distance entre les pupilles

Plage : 30 ~ 80 mm

Précision $\square$ $\pm$ 1 mm

Cible de fixation : Son et lumière clignotante

Temps de travail : 5 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Transfert de données : WIFI

Écran : Écran tactile LCD complet de 4,3 pouces

Port de chargement : USB

Alimentation : batterie Li-lion 18650 × 2, tension : 3,7 V, courant ≥ 3400 mAh.

Patient ciblé : du nourrisson de 6 mois à l'adulte

Poids : 800g

Adaptateur secteur : Alimentation : ~ 100-240 V, 50/60 Hz, 35 VA Sortie : 5 V, 2 A.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/17242-refractometre-automatique-portatif-v100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com