

FICHE PRODUIT



Système ophtalmologique Laser YAG MD920 avec table motorisée

Référence : SOC-MD920

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Système ophtalmologique Laser YAG MD920 avec table motorisée

Caractéristiques :

- Le microscope stéréoscopique Galilean offre aux praticiens une clarté et une netteté inégalées clarté et une netteté inégalées, et évite les images doubles.
- Grossissement du tambour à cinq niveaux.
- Accessoires en option : Tube d'apprentissage, caméra CCD et tonomètre.

Type de microscope : Stéréoscope galiléen

Grossissement de l'objectif : Grossissement à tambour à cinq niveaux

Oculaire : 12.5X

Grossissement (champ de vision) : 6 x (Æ33mm) 10x(Æ22.5mm) 16x (Æ14mm) 25' (Æ8.8mm) 40'(Æ5.5mm)

Distance pupillaire : 55 mm~75 mm

Réglage dioptrique : -5D~+3D

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Largeur de la fente : 0mm~14mm réglable (la fente est ronde lorsque la largeur de la fente est de 14mm)

Hauteur de la fente : 1mm~14mm réglable

Angle de la fente : 0°~180° réglable

Diamètre de la tache lumineuse : $\varnothing$ 14mm, $\varnothing$ 9mm, $\varnothing$ 5.5mm, $\varnothing$ 0.3mm

Inclinaison de la fente : non

Filtre : Absorption de la chaleur, sans rouge, bleu cobalt

Ampoule d'éclairage : ampoule halogène 6V20W

Tension d'entrée : AC110V $\pm$ 11 V ; AC220V $\pm$ 22 V

Norme de sécurité électrique : Norme exécutive : IEC601-1, Classe I, Type B

Poids total : 23 kg

Volume d'emballage : 720mm'495mm'480mm

Accessoires optionnels : Tonomètre d'aplanation, lentille trièdre, gonioscope, fond d'œil, lentille asphérique, tube d'enseignement.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes-et-ophtalmoscopes/17243-systeme-ophtalmologique-laser-yag-md920-avec-table-motorisee.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com