

FICHE PRODUIT

Ventilateur de réanimation de transport 5G, Modèle T6

Référence : SOC-AMOUT6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Ventilateur de transport 5G haut de gamme et polyvalent

Équipé d'une turbine puissante et silencieuse pour assurer une ventilation constante et une dissipation rapide de la chaleur.

Innové pour tous les types de patients : adultes, pédiatriques et néonataux.

Ventilateur de transport 5G haut de gamme et polyvalent

Design compact

L'écran tactile couleur et le bouton simplifient l'opération, l'interface interactive avec de grandes polices, pratique pour les opérations cliniques. Il peut stocker 500 enregistrements de journaux. Sa taille compacte et son poids léger peuvent être transportés d'une seule main.

Complet

Conçu pour les unités préhospitalières telles que les sites de sauvetage, les transports et les unités de soins intensifs à l'hôpital dans tous les niveaux d'acuité des opérations cliniques. Le ventilateur T6 est étanche IPX4 et résistant aux intempéries et peut fonctionner dans un environnement difficile.

Smart & Intelligent

Innové avec une technologie de pointe offrant des modes intelligents tels que poumon dynamique,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

outils de manœuvre de recrutement (RM), outils P-V, etc.

Mode RCP intelligent

Instructions de RCP visuelles et sonores claires conformément aux dernières directives de l'AHA et de l'ERC.

Entièrement portable

Il est prêt à être déplacé avec un chariot pour le transport des patients à l'hôpital ou à l'intérieur de l'hôpital, assurant une assistance respiratoire sans faille à tout moment.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/17244-ventilateur-de-reanimation-de-transport-5g-modele-t6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com