

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur médical pharmaceutique 2°C □ 8°C 312L Modèle MPC-5V312

Référence : SOC-MPC5V312

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur médical pharmaceutique 2°C □ 8°C 312L Modèle MPC-5V312

Caractéristiques

Plage de température réglable 2-8°C

Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température par incrément de 0,1°C.

Grand écran d'affichage numérique

Variation de température de $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour la sécurité et la longévité.

Compresseur spécialisé à haut rendement dont la fiabilité sur le terrain est reconnue.

Refroidissement par air forcé avec un système de distribution d'air optimisé conçu pour une utilisation en milieu hospitalier.

2 chambres complètement indépendantes

Sécurité**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Batterie de secours intégrée permettant d'afficher la température et de faire fonctionner le système d'alarme visuelle et sonore pendant 48 heures sans alimentation électrique.

Le système d'alarme visuelle et sonore : température haute/basse, alarme en cas de défaillance du thermostat, alarme en cas de panne de courant, porte entrouverte.

Protection contre les pannes de courant : retardement de la mise en marche du système de refroidissement en cas de panne de courant, protection contre le retardement du redémarrage.

Verrouillage du clavier, protection par mot de passe pour éviter le réglage aléatoire des paramètres.

Large plage de tension disponible : 187V~242V.

Conception humanisée

Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec des étagères à plusieurs niveaux et à hauteur réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types.

Standard avec éclairage intérieur LED automatique avec interrupteur manuel sur le panneau de commande.

Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé

4 roulettes avec butée et 2 pieds réglables pour faciliter le déplacement et la fixation.

Caractéristiques techniques

Performances

Méthode de refroidissement : Refroidissement par air forcé

Dégivrage : Auto

Étagère/tiroir : Étagères/5

Plage de température : 2°C ÷ 8°C

Température ambiante : 10÷32°C

Bruit (db) : 50

Système de réfrigération

Fluide frigorigène : R290

Régulateur de température : Micropocesseur

Capteur : NTC

Affichage : affichage numérique

Matériau extérieur : acier pulvérisé SPCC

Compresseur QTÉ : 1

Données électriques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fréquence de tension (V/Hz) : 220V Hz
Puissance (W) : 245
Courant (A) : 1.3
Consommation électrique : 1.85kWh/24h

Dimensions de l'emballage

Taille de l'emballage (L*P*H)(mm) : 710*680*1960
Capacité (L) : 312
Dimensions extérieures (L*P*H)(mm) : 625*594*1707
Dimensions intérieures (L*P*H)(mm) : 560*485*1350

Autres caractéristiques

Porte intérieure : 5 étagères
Port d'alarme à distance : en option
Orifice d'accès QTÉ/Diamètre : 1/25mm
Matériau interne : HIPS

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-pharmacie-2-8/17248-refrigerateur-medical-pharmaceutique-2-c-8-c-312l-modele-mpc-5v312.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com