

FICHE PRODUIT

Connecteur Lynx-CDR stérile, Lot de 5

Référence : SOC-665874

Description du produit

- Connecteur Lynx-CDR Mâle stérile 3/8 pouces

Vue d'ensemble

Le dispositif Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) offre une connexion fiable et validée pour les transferts multiples de fluides stériles. Il fait partie de la famille de bioprocédés à usage unique

Mobius®, il est conçu pour apporter de la flexibilité dans les bioprocédés à usage unique en permettant jusqu'à six connexions, déconnexions et reconnexions de voies d'écoulement multiples, tout en restant stérile et sans fuite.

Connexions et déconnexions rapides et faciles

Lorsqu'il est utilisé sur un assemblage à usage unique, le connecteur Lynx® CDR vous permet de vous connecter, de démarrer et d'arrêter le flux, de vous déconnecter et de vous reconnecter jusqu'à six fois. Composé de trois éléments principaux : une valve femelle, un boîtier stérile et une valve mâle, le Lynx® CDR a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation.

Une gamme de configurations

Le connecteur Lynx® CDR est disponible dans une large gamme de tailles, du raccord cannelé de 3/8 de pouce à 1 ½ pouce TC, et dans des configurations allant de l'échantillonnage aux ajouts

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

intermédiaires en passant par le transfert de liquides en vrac. Contrairement aux connexions aseptiques uniques standard, l'assemblage jetable prêt à l'emploi stérilisé aux rayons gamma avec le connecteur Lynx® CDR assure la stérilité des connexions multiples de votre système global.

Caractéristiques et avantages

Permet d'utiliser plusieurs fois un assemblage à usage unique avant sa mise au rebut
Élimine le risque associé aux processus de connexion aseptiques.
Ergonomie, connectivité rapide et facile pour une flexibilité maximale
Économique, coût réduit par rapport à l'utilisation de plusieurs connecteurs et déconnecteurs
Validé pour de multiples connexions stériles

Conditionnement : Lot de 5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17249-connecteur-lynx-cdr-sterile.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com