


FICHE PRODUIT



Unité de contrôle Neurochirurgicale Modèle ELAN 4 ELECTRO

Référence : SOC-EL4937

Description du produit

Unité de contrôle Neurochirurgicale Modèle ELAN 4 ELECTRO

Caractéristiques :

Moteur intégré à la pièce à main : Nouvelle génération sans aucun système d'accouplement mécanique entre moteurs et pièces à main.

=> Diminution des problèmes mécaniques (pannes, surchauffe, vibration, etc.) et donc amélioration de la durée de vie et de la fiabilité du matériel.

Nouvelle ergonomie : Répartition du poids adaptée à la prise en main.

=> Précision du geste chirurgical optimale.

Catalogue complet : Système électrique et pneumatique.

=> Technologie adaptée à tous les besoins.

Système d'encliquetage amélioré : Système plug & play, repères visuels, bouton On/Off.

=> Facilité d'utilisation et de manipulation.

Une seule longueur de consommables : Compatibilité optimale entre moteurs et consommables.

=> Facilité de manipulation et diminution des stocks de l'établissement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Moteurs chirurgicaux Elan 4, utilisés pour la neurochirurgie, la chirurgie rachidienne et la chirurgie maxillo-faciale. Dispositifs médicaux de classe IIa. CE (0123).

Lire attentivement les instructions figurant sur les notices et/ou les étiquettes des produits avant utilisation.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chirurgie-osseuse/17250-unite-de-contrôle-neurochirurgicale-model-elan-4-electro.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com