

FICHE PRODUIT



LAMPE D'OPERATION DOUBLE COUPOLES LED, Modèle ESLD/T-0707

Référence : SOC-ESLD0707

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

• Description

La lampe à lumière sans ombre utilise des chip à LED comme source de lumière avec un rendu de couleur et une concentration élevée, avec faible lueur, faible interférence électromagnétique et longue durée de vie.

Caractéristiques techniques :

Double coupole 7+7 unités d'éclairage Eclairage (lux) 200000 + 200000

Panneau de contrôle: Ecran tactile LCD

Température de couleur: 3600-5000K

Diamètre du spot: 150-400 mm

Profondeur d'éclairage: ≥ 900 mm

Etapes de réglage de lumière: 1-9

Indice de rendu des couleurs: 95-98

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Taux de lumière sans ombre: 98%

Durée de vie du LED: ≥ 50000 h

Augmentation de température sur la tête du chirurgien: $\leq 1^{\circ}\text{C}$

Hauteur minimum du plafond: ≥ 2800 mm

Alimentation: 110-240V ; 50/60Hz

Consommation: 200W+200W/12V

Taille de l'emballage: 1020 x 740 x 700 mm

Poids : 105 Kg

Poids net: 85 KG

Batterie de secours: En option

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/scialytique-plafonnier-led2coupole/17254-lampe-d-operation-double-coupoles-led-modele-esld-t-0707.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com