

FICHE PRODUIT



Toise Bébé en aluminium, modèle 44 447 80

Référence : SOC-44 447 80

Points forts

- délais : 48 heures
- Alimentation du pèse bébé : Piles
- Système du pèse-bébé : Mécanique
- Classe : IV Ordinaire

Description du produit

- Description:

Toise Bébé en aluminium, modèle 44 447 80

DESCRIPTION:

Toise bébé.

Portée: 100 cm

Classement: 5 mm.

Figure tous les 5 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/17255-toise-bebe-en-aluminium-modele-44-447-80.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Alimentation du pèse bébé	Piles
Système du pèse-bébé	Mécanique
Classe	IV Ordinaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com