

FICHE PRODUIT

Autoclave de paillasse classe B 12L, Modèle SEA-12- B-LED

Référence : SOC-2760312

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**autoclave SEA 12L-USB** est un stérilisateur professionnel de **classe B** destiné aux structures recherchant un équipement compact, fiable et performant pour la stérilisation quotidienne des instruments.

Grâce à sa **capacité de 12 litres**, il convient particulièrement aux **cabinets dentaires, centres vétérinaires, cabinets médicaux et structures de soins** disposant d'un espace limité, tout en ayant besoin d'un niveau élevé de sécurité et de conformité.

Sa **commande digitale** permet une utilisation simple et intuitive, avec un accès rapide aux cycles de stérilisation. La **fonction USB** facilite l'enregistrement et l'archivage des cycles, ce qui constitue un atout important pour la **traçabilité**, le contrôle qualité et le suivi réglementaire.

En tant qu'**autoclave de classe B**, ce modèle est adapté à la stérilisation de différents types de charges, y compris les instruments nécessitant des cycles performants avec vide fractionné et pénétration optimale de la vapeur.

Son **format compact**, combiné à des fonctions modernes de contrôle et d'enregistrement, en fait une solution pratique pour les professionnels souhaitant allier **gain de place, simplicité d'utilisation et sécurité de stérilisation**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : SEA 12L-USB
- **Type** : Autoclave / stérilisateur à vapeur
- **Classe** : Classe B
- **Capacité** : 12 litres
- **Interface** : digitale
- **Traçabilité** : port USB pour enregistrement des cycles
- **Utilisation** : stérilisation d'instruments médicaux, dentaires ou vétérinaires
- **Installation** : sur paillasse / plan de travail
- **Format** : compact

Avantages principaux

- **Classe B** pour une stérilisation performante
- **Capacité 12 L** adaptée aux petits cabinets
- **Commande digitale** simple à utiliser
- **Port USB** pour la traçabilité des cycles
- **Faible encombrement**
- Adapté à un usage professionnel quotidien

Domaines d'utilisation

- Cabinets dentaires
- Cabinets vétérinaires
- Cabinets médicaux
- Centres de soins
- Petites structures de stérilisation

Il stérilise et désinfecte divers instruments médicaux emballés ou non, qu'ils soient vendus ou creux de type A, qu'ils soient multi-ouvertures ou à tube encastré.

Il élimine efficacement l'air de chaque zone creuse de tout instrument creux, tel qu'une pièce à main, en garantissant que la vapeur d'eau atteigne chaque coin.

Il est installé avec BOWIC&DICK qui mesure la pénétration de la vapeur d'eau.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

DONNEES TECHNIQUES

- * Affichage: LED
- * Température: 121 °C / 134 °C
- * Port: USB intégré
- * Imprimante: externe
- * Réservoir d'eau: Réservoir d'eau ouvert
- * programme de test d'étanchéité
- * Chambre monobloc en acier inoxydable, sans soudure.
- * Capacité du réservoir d'eau: 3.5L
- * GW: 48 kg , NW: 41kg
- * Puissance d'entrée: 1800w
- * tension/fréquence: 230V/50Hz
- * Poids maximum à stériliser : Déballé 121/134°C : 6,5kg / Emballé 121/134°C : 3,2kg.
- * Dimensions intérieures de la chambre (Diamètre x Profondeur) : 200 mm x 360 mm.
- * Mesures extérieures : 710 mm x550 mm x450 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/17257-autoclave-de-paillasse-classe-b-12l-modele-sea-12-b-led.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com