

FICHE PRODUIT



Cathéters d'hystérosalpingographie 7 Fr x 40 cm

Référence : SOC-645210

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- CATHETER HYSTEROSALPINGOGRAPHIE HSG 7F x 40cm - BALLONNET SANS LATEX

Convienent pour hystérosalpingographie et hystérosonographie

Souples et atraumatiques

Assurent une répartition uniforme du liquide de contraste

Dimension: 7 F x 40 cm

Conditionnement minimum de vente: Boite 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-d-imagerie/17258-catheters-d-hysterosalpingographie-7-fr-x-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com