

FICHE PRODUIT



Kit de Réactifs hémoglobine pour Mini Lite Plus

Référence : SOC-323223-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de Réactifs hémoglobine pour Mini Lite Plus

Description du Kit de Réactifs hémoglobine pour Mini Lite Plus

Réactifs HEMOGLOBINES

Composition :

- HÉMOGLOBINE EL040 : 200 tests
- HÉMOGLOBINE EL040/4 : 100 tests
- HÉMOGLOBINE EL030 : 80 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17259-kit-de-reactifs-hemoglobine-pour-mini-lite-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com