

FICHE PRODUIT



Kit de Réactifs (protéine) sérique pour Mini Lite Plus

Référence : SOC-552222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit de Réactifs (protéine) sérique pour Mini Lite Plus

Description du Kit de Réactifs (protéine) sérique pour Mini Lite Plus

Kit de Réactifs (protéine) sérique pour Mini Lite Plus

Composition :

- PROTÉINES SÉRIQUES EL020 : 400 tests
- PROTÉINES SÉRIQUES EL010 : 200 tests
- PROTÉINES SÉRIQUES EL007(4 échantillons) : 100 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17260-kit-de-reactifs-proteine-serique-pour-mini-lite-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com