

FICHE PRODUIT



Compteurs de cellules sanguines, 10 touches d'entrée, Modèle AC-10

Référence : SOC-201034

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Compteurs de cellules sanguines, 10 touches d'entrée, Modèle AC-10

Description :

Compteurs électroniques et dispositifs de mémoire pour les tests sanguins microscopiques

Les dispositifs de mémoire électronique spécifient le comptage sanguin. L'image du microscope peut être observée en permanence, les chiffres peuvent être tapés facilement. Chaque appareil est livré avec un manuel d'instructions.

Avantages :

- Fonctionnement de l'alimentation électrique
- Fonctionnement sur batterie rechargeable
- Logiciel (téléchargement) avec analyse informatique
- Grand écran couleur TFT
- Stockage du dernier comptage sur l'appareil

Interfaces

Transfert de données - USB mini

Alimentation électrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fonctionnement de l'alimentation électrique - adaptateur USB 5VDC / 300mA
Rechargeable - Banque d'alimentation USB externe
fonctionnement sur batterie

Clés fonctionnelles

Étiquetage On/Off, Programme, OK, Erreur/Effacer, Méthode de comptage

Comptage des clés

Étiquetage

40345010 - At Ly, My BI, Met My, Myelo, Normo, Lym, Seg, Mono, Plas, Tox Gr

Programmes

Comptage des étapes - 50-1000 en 50 étapes

Programmes - LEUKO, MYELO/RBC, RETI, GRATUIT

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/17262-compteurs-de-cellules-sanguines-10-touches-d-entree-modele-ac-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com