

FICHE PRODUIT



Automate d'électrophorèse, Modèle MINIPHOR TS

Référence : SOC-MNFTS27

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

MINIPHOR TS est un automate d'électrophorèse, de petite taille et entièrement automatique. Le MINIPHOR TS possède un système de contrôle intégré et une interface à écran tactile pour visualiser toutes les phases de l'exécution du processus, ainsi que la correction et la mémorisation des programmes.

MINIPHOR TS permet d'effectuer les techniques électrophorétiques les plus répandues : **Sérum-protéines, Hémoglobines, lipoprotéines, protéines urinaires.**

L'interface du **MINIPHOR TS** est un écran tactile avec système d'exploitation Windows IoT Enterprise, et connexion LAN pour protocole d'hôte distant.

Cet automate permet une manipulation automatique des réactifs avec procédure de lavage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/17263-automate-d-electrophorese-modele-miniphor-ts.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com