


FICHE PRODUIT



Set de pose de stérilet à usage unique stérile Lot de 10

Référence : SOC-K280931

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit DIU en blister stérile est composé de 04 instruments

Consitution du kit:

- 1 pince de Pozzi droite : longueur 260 mm,
- 1 pince de Cheron droite : longueur 260 mm,
- 1 paire de ciseaux coupe-fils avec lame en métal : longueur 220 mm.
- 1 hystéromètre gradué : longueur 290 mm.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement minimum de vente: **Lot de 10**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17264-set-de-pose-de-sterilet-a-usage-unique-sterile-lot-de-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com