

FICHE PRODUIT

Station de macroscopie pathologique, Modèle YS-AS11

Référence : SOC-YS-AS011304

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

- DESCRIPTION

La Station de macroscopie pathologique, Modèle YS-AS11 est spécialement conçue pour répondre aux exigences de construction de la salle d'autopsie de démonstration de premier niveau et convient aux salles d'autopsie médico-légale de la sécurité publique, aux salles d'autopsie animale, aux salles de pathologie des hôpitaux et à d'autres unités.

Fabriquée en acier inoxydable 304 de haute qualité, découpé au laser numérique, produit avec précision, résistant à l'acide et à l'alcali, la forme générale est luxueuse et élégante, simple et durable.

Elle dispose d'un ventilateur d'extraction intégré pouvant être raccordé au conduit de ventilation de la pièce. Les robinets actionnés au pied contrôlent l'eau chaude et l'eau froide.

Elle est équipée de :

- luminaires LED montés sur le dessus.
- Porte-mouchoirs en acier inoxydable.
- Porte-instruments magnétique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Peut être équipé d'un écran d'affichage et de claviers (l'ordinateur de détection doit être fourni par l'utilisateur).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/17266-station-de-macroscopie-pathologique-modele-ys-as11.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com