

FICHE PRODUIT

TABLE DE REANIMATION NEONATALE HKN-90

Référence : SOC-873290

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La **table de réanimation néonatale HKN-90** est un équipement médical essentiel destiné aux **soins immédiats et à la réanimation du nouveau-né** dès la naissance. Conçue pour répondre aux exigences des salles d'accouchement, services de néonatalogie et blocs obstétricaux, elle assure un **maintien thermique efficace** grâce à sa **source de chaleur radiante**, tout en offrant un accès optimal au nourrisson pour les gestes médicaux.

La structure ergonomique de la table permet au personnel soignant d'intervenir rapidement et en toute sécurité. Le plan de couchage est pensé pour faciliter le positionnement du nouveau-né, tandis que la conception ouverte garantit une excellente visibilité et une liberté de mouvement maximale lors des procédures de réanimation.

Robuste et stable, la **HKN-90** est adaptée à un **usage hospitalier intensif**. Elle contribue à limiter l'hypothermie néonatale et à sécuriser les premières minutes de vie, période critique pour la prise en charge du nourrisson.

Caractéristiques principales

- Table de **réanimation néonatale** pour nouveau-nés
- **Chaleur radiante** pour un maintien thermique optimal
- Conception **ergonomique et ouverte** pour un accès rapide au patient

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Structure **stable et robuste**, adaptée au milieu hospitalier
- Utilisation intuitive pour une prise en charge rapide
- Nettoyage et désinfection facilités
- Adaptée aux salles d'accouchement et unités de néonatalogie

Applications

- Réanimation du nouveau-né en salle de naissance
- Soins immédiats post-nataux
- Prévention de l'hypothermie néonatale
- Surveillance et premiers soins en néonatalogie
- Utilisation en hôpital, clinique et maternité

La **table de réanimation néonatale HKN-90** constitue une solution fiable et fonctionnelle pour assurer des **soins sécurisés et efficaces** aux nouveau-nés dès leurs premières minutes de vie.

CARACTERISTIQUES :

Le corps principal comprend le module chauffant, le régulateur de température, le couffin, le support, la perche I.V., le plateau.

* **Alimentation** : AC220 V-230 V/50 Hz ou AC110 V-120 V/50-60 Hz

* **Puissance de sortie maximale** : 600 VA

* **Mode de contrôle** : Contrôle du mode préchauffage, contrôle du mode manuel et contrôle du mode bébé par micro-ordinateur

* **Plage de réglage de la température en mode bébé** : 34,5 - 37,5°C

* **Plage d'affichage du capteur de température** : 5°C -65°C

* **Précision du capteur de température de la peau** : $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

* **Uniformité de la température du matelas** : 2°C

* **Angle du module chauffant** : 0°, 30°, 45° pour deux voies

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * **Inclinaison du couffin** : les cinq positions d'inclinaison
- * **Minuterie APGAR** : elle émet un son lorsque l'unité est tonique à 1', 5', 10'.
- * **Alarme de défaillance** : alarme de surchauffe, alarme de déviation, alarme de défaillance du capteur, alarme de panne de courant, alarme de réglage, alarme de vérification, etc.
- * **Dimensions** : 111 x 62.5 x 119cm
- * **Poids** : 60Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/17267-table-de-reanimation-neonatale-hkn-90.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com