

FICHE PRODUIT



Table d'autopsie, Modèle YS-AT102

Référence : SOC- YS-AT102304

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La table d'autopsie à roulettes YS-AT102 peut être utilisée avec n'importe quel lavabo mural.

Glissant sur des roulettes en nylon anticorrosion, la table d'autopsie s'enroule facilement sur le cadre du chariot. La table d'autopsie YS-AT102 est également conçue avec une pente intégrée. Elle est dotée de roues de blocage robustes et non corrosives, recouvertes de poudre.

Tubes en acier inoxydable de tous calibres. Toutes les soudures sont continues avec un rayon de soudure approximatif.

Chaque roue en polypropylène est équipée d'une douille et d'une rondelle en olilite.

Les roues sont munies de bagues et de rondelles en olilite, ce qui permet de charger et de décharger le plateau presque sans effort.

Spécifications Techniques de la Table d'Autopsie

Charge maximale : 150 kg.

Dimensions : Largeur 68 cm x Longueur 203 cm x Hauteur 89 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériau : Acier inoxydable 304.

Le plateau du corps est amovible.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/17268-table-d-autopsie-modele-ys-at102.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com