

FICHE PRODUIT



Scie à plâtre OSCIMED 2000 livrée avec 2 lames

Référence : SOC-2320101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

OSCIMED 2000 est une scie à plâtre de haute technologie équipée d'un moteur brushless silencieux de 100 W.

Sa transmission du mouvement oscillant ne génère qu'un faible bruit (62 dBA environ) et son poids de 760 g la rend particulièrement maniable d'une seule main.

Application : Elle est très appréciée par les services d'orthopédie pédiatrique et de chirurgie de la main.

Elle peut être équipée en option d'un système d'aspiration des poussières (vendu séparément ref SOC-206V90).

Le système de changement de lames sans outil est pratique et évite de se blesser.

Une large gamme de lames de rechange est disponible pour toutes sortes de bandages:

- Lames standards en acier inoxydable
- Lames en acier inoxydable trempé pour plâtres synthétiques avec fibre de verre (sur commande)
- Lames avec traitement au nitrure de titane (Tin), (sur commande)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lames « non-stick » pour éviter que les bandages synthétiques ne collent à la lame. (sur commande)

Caractéristiques de la Scie à plâtre OSCIMED 2000

- Puissance du moteur : 100W
- Niveau du bruit : env 62 dBA
- Vitesse de rotation : 13200 tr/min
- Longueur du câble réseau 1,10 m. longueur du câble 24 VDC 3,00 m
- Motorisation basse tension offrant une utilisation en toute sécurité (24 V et lame isolée)
- Longueur du câble d'alimentation: 1,00 m
- Longueur du câble 24 VDC: 3,50 m
- Longueur du corps de scie: 210 mm
- Diamètre efficace: 46 mm
- Poids : 0,8 kg
- Hs Code 90189000
- Origine Suisse

Configuration standard :

La scie à platre OSCIMED 2000 est livrée dans une malette avec 1 lame diamètre 50mm pour résine et 1 lame diamètre 65mm pour plâtre

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17270-scie-a-platre-oscimed-2000-livree-avec-2-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com