

FICHE PRODUIT

Micropipette Socorex Acura manual 815 fixe 5µl

Référence : SOC-0901476

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Micropipette Socorex Acura manual 815 fixe 5µl

- Micropipette mécanique Socorex Acura® manual 815 à volume fixe monocanal

Application

- Manipulation des liquides

Avantages

- Finesse, ergonomie et légèreté
- Activation sans effort
- Éjecteur réglable Justip™
- Large compatibilité des embouts
- Code couleur sur capuchon Smartie
- Le choix des matériaux et la qualité de la construction assurent une résistance maximale aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux ultraviolets
- Un nettoyage minutieux de l'instrument combiné à la stérilisation est possible en le passant dans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'autoclave sans le démonter (121°C, 20 minutes)

Caractéristiques

- Capacité fixe en (µl) : 5
- Poids (en g) : 88
- Code couleur : vert
- Cond. de vente : 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-de-laboratoire/17274-micropipette-socorex-acura-manual-815-fixe-5-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com