


FICHE PRODUIT

Tabouret avec dossier réglable

Référence : SOC-554032

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Tabouret avec dossier réglable

Hauteur variable 46 à 59 cm par vérin à gaz.

Assise Ø 35 cm.

Dossier réglable en hauteur et profondeur.

Piètement plastique noir, largeur 50cm.

Sellerie simili cuir classe M2.

Haute densité.

Épaisseur 8 cm.

Coloris noir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/17277-tabouret-avec-dossier-reglable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com