

FICHE PRODUIT



Cuves à coloration PMP, 2 couvercles, 74x95x63 mm

Référence : SOC-020784

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Cuves à coloration PMP, 2 couvercles, 74x95x63 mm

Cuves à coloration PMP, 2 couvercles, 74x95x63 mm

Matière : verre

Dimension : 74x95x63 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-et-cupules-pour-automates/17279-cuves-a-coloration-pmp-2-couvercles-74x95x63-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com