

FICHE PRODUIT

Portoir à coloration pour cuve à coloration

Référence : SOC-021020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Portoir à coloration PP, 20 lames, p/cuve 353 Pour cuve à coloration

Portoir à coloration PP, 20 lames, p/cuve 353 Pour cuve à coloration

- **Polypropylène 20 lames**
- **Pour cuve à coloration**
- **Dimensions: 695x86x21**

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-et-cupules-pour-automates/17280-portoir-a-coloration-pp-20-portes-p-cuve-353-pour-cuve-a-coloration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com