

FICHE PRODUIT



Thermo lactodensimètre Quevenne 15-40, avec thermomètre

Référence : SOC-015510

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Thermo lactodensimètre Quevenne 15-40, avec thermomètre

Thermo lactodensimètre Quevenne 15-40, avec thermomètre

- **Divisions : 1/1**
- **Gradué à 20 °C**
- **Longueur totale 310 mm**
- **Gamme : 15-40 (unités par-dessus 1,000 g/mL)**
- **Avec thermomètre**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/17281-thermo-lactodensimetre-quevenne-15-40-avec-thermometre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com