

FICHE PRODUIT

Lames pivotante à usage unique pour tondeuse chirurgicale 3M ref 9661. Boîte de 50 lames

Référence : SOC-3M1020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les lames de tondeuse jetables à tête pivotante pour Clipper 9661 & 9661L de 3M peuvent être utilisées sur toute la surface du corps du patient.

Lames Standard à usage unique sont adaptées pour tous types de poils, recommandées pour la chirurgie générale, la cardiologie et l'orthopédie

Conditionnement: Boite de 50 lames

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/17285-lames-pivotante-a-usage-unique-pour-tondeuse-chirurgicale-3m-ref-9661-boite-de-50-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com