

**FICHE PRODUIT**



## Pissette de Sécurité , PE-LD, Large Ouverture, GL 45, Ethanol 250ml

Référence : SOC-508805

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Pissette de Sécurité VITsafe, PE-LD, Grande Ouverture, GL 45, "Ethanol" 250ml

Pissette PE-LD; bouchon PP orange GL45; "Ethanol" imprimé en allemand, anglais, français et espagnol

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/pissette/17286-pissette-de-securite-vitsafe-pe-ld-large-ouverture-gl-45-ethanol.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com