

FICHE PRODUIT



Table d'Autopsie, Modèle MPT100

Référence : SOC-MPT100304

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Table d'autopsie adaptée pour le lavage, la préparation des corps et les autopsies de petite ou moyenne importance.

Elle est complètement fabriquée en acier inoxydable de qualité 304, et dispose d'un robinet à tirette avec bec de douche réglable, un rince-pistolet, une armoire sous la table, et enfin une sortie d'eau sale.

Dimension (LxLxH) : 900x2650x900 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/17288-table-d-autopsie-modele-mpt100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com